



SAGI

自稳定型融合器

ZERO PROFILE INTERBODY FUSION CAGE

减少软组织干扰

预防临近节段的骨化

兼顾颈前板和融合器的优点




安全 · 简便 · 高效



零切迹，减少软组织干扰，降低吞咽困难的风险。

最大程度的远离临近节段的椎间隙，预防临近节段的骨化。


固定钛板和椎间融合器一体化设计，操作简便，兼顾颈前板和融合器的优点。



良好的耐疲劳性能，适宜长期植入承受载荷



- 融合器为peek材质，良好的生物相容性，有效防止应力遮挡
- 可透X射线，核磁兼容性好，不影响影像学观察
- 定位显影针，便于术中和术后评估假体位置
- 表面齿状结构设计，增强短期稳定效果
- 钛板为钛合金材质，螺钉为锁定头设计，确保固定的稳定性



浙江德康医疗器械有限公司
ZHEJIANG DECANS MEDICAL DEVICES CO.,LTD

浙江省嘉兴市秀洲区加创路321号上海交大(嘉兴)科技园7-8号楼
0573-82792526 0573-82792536-8088
www.decansmd.com