



关于Stago

专业知识

产品及服务

就业信息

关于Stago

Stago

Stago中国

思塔高道德准则

总裁寄语

前进中的思塔高

Stago China 总经理寄语

Stago中国分公司地址

学术合作伙伴

Accueil > 关于Stago > Stago中国

Stago中国

思塔高诊断的目标是通过前沿的技术、产品和服务，成为全球血凝领域建立卓越标准的领头羊。

核心价值观

我们的核心价值观依然是我们生意的基础：

- 安全：通过评估对于病人、使用者及员工的风险来保证安全性
- 品质：持续不断地改进我们的产品及服务质量
- 有效性：无论哪里需要均可提供的有效的产品和服务
- 效率：不间断地提高组织内部的效率依据

思塔高中国现状

自从2002年成立以来，通过贯彻以上的核心价值观，思塔高中国实现了：

- 与中国血凝学术机构紧密合作
- 可提供与实验室一体化自动流水线对接的全自动血凝检测设备
- 具备完善的销售、学术支持、售后服务队伍
- 具备专业的热线工程师团队，全年7天*24小时为您提供服务

STAGO简介

创新的意愿和模式：

自从成立以来，Stago始终如一的发展我们的产品并不断引进产品质量控制、研发及工业制造的必要方式。现今，思塔高有超过20%的员工供职于研发部门（R&D），这个比例远高于体外诊断（IVD）行业平均水平。Stago通过仪器和试剂的研发团队，前瞻性研究团队以及与高等院校科研机构的多项学术合作，致力于血栓与止血领域内的创新。系统方案（仪器+试剂+服务）的研发能力要求有多种持续发展的技能，不仅仅在生物技术和临床这个层面，还涉及化学、物理学、力学、电学、流体学、光学、数据处理、统计学及人体工程学等领域。最后，Stago也不断通过贯彻整个产品生命周期的改进来响应客户的期望。Stago为此引进了一套研发、生产及物流部门持续改进的系统，用以保障所有的部门高专业度地完成他们决定性的角色。

发展方针：

医疗保健和检验医学行业在过去的15年中表现出了不断增长的趋势，特别是在生物技术领域（遗传学、新的生物标志物、自动化操作、法规等等）。专业知识水平已不断提高，并且还将不断吸收最新的进展用以实现未来的新发展。技术、科技和医学领域的监控可确保内部的发展和各种新技能的综合应用。例如，在我们的领域，进步是必不可少的，观念的转变、更新以及来自其他领域技术的应用，可以赋予我们的产品具备差异性的核心功能和性能（质量、可靠性、生产率、精确度、人类工程学等等）。同样的，并购其他公司如细胞凝血学公司Biocytex（1994）和凝血酶生成公司Synapse（2009），充分证明了Stago在血凝领域内持续拓展自己的各项技术。



Max Innovation
持续 创新



Max Efficiency
效率 为先



Max Performance
功能 优越



Max Flexibility
灵活 定制




恩塔高诊断技术(天津)有限公司
地址: 天津空港经济区经四路208号
官网: www.stago-cn.com
邮箱: stagochina@stago.cn
服务热线: 400 610 9796



Stago 恩塔高

1412008-2022A



STA Workcell Max

全球第一款
由凝血诊断公司研发的原装流水线



全系统解决方案

Full System Solution

STA Workcell Max

前处理系统

- 多样化的进样方式
批量样本快速处理; 预离心样本直接分配; 急诊样本优先处理
- 条形码全程管理
自动识别样本及项目信息, 同时实现样本自动登记和智能分配
- 适用于不同类型样本管
儿科管、微量管均可使用
- 生物安全
样本全程闭盖运行, 无需开盖



Coag·One

- 网络化凝血数据管理中心
- 强大实验室认证支持工具
- 自动审核、专家规则提供诊疗支持



运输轨道

- 架式传输, 机内吸样, 保证轨道传输效率
- 设备无缝式接轨, 样本处理速度不受影响
- 一键式离轨设计, 便于系统维护与升级




离心系统

- 自动装载
- 自动平衡
- 自动离心
- 自定义程序

STA R Max


- 经典摆动磁珠法, 保证结果精准可靠
- 强大的装载能力, 实现更长的离人时间
- 可7*24小时连续工作





Max 功能优越

- 条码自动定位, 适用多种样本管
- 高度灵活, 适合各类型实验室:
 - ... 易于连接流水线, 无须硬件更改
 - ... 连接流水线不影响单机效率
- 灵活设置常规、特殊检测项目
- 全面配套的试剂、质控品和校准品



Max
效率为先



Max
性能可靠



Max
先进技术



Max
功能优越



Stago 思塔高



思塔高技术

注册证号: 国械注进20172402293
 广审批准文号: 京医械广审(文)第2017111168号
 生产企业名称: 法国DIAGNOSTICA STAGO

M10043-2018



思塔高诊断技术(天津)有限公司

地址: 天津空港经济区经四路208号

总机: 86-22-58211666

工厂传真: 86-22-58211688

仓库传真: 86-22-58211699

E-mail: stagochina@cn.stago.com

服务热线: 400 610 9796

STA R Max

全自动凝血分析仪



杰出源于专业






Max 效率为先

.....

- **样本装载能力强**，保证充足的离人时间
 - ... 220 个样本位
 - ... 70 个冷藏试剂位
 - ... 1000 个反应杯同时装载
- **真正的 STAT (急诊管理)**，随时添加急诊样本并优先处理，提高急诊标本周转效率
- **样本自动审核功能**，用户可选择 Expert Module 内置的专家规则，自动审核样本结果
- 实现样本稀释、复查、扩展实验的**自动化管理**
- **TAT* 报告**直观反应检测效率
- **7*24 小时持续工作**，无需重启




* TAT : Total Analytical Time 样本周转时间



Max 先进技术

.....

- **全新人体工程学硬件设计**
- **完整的可溯源性**，满足质量管理的需求
 - ... 全面的试剂管理
 - ... 完整的结果存档
 - ... 实时日常保养提醒
- **直观图形化用户界面**，易于实验室操作人员使用
- **完整的可溯源性**，满足质量管理的需求
 - ... 全面的试剂管理
 - ... 完整的结果存档
 - ... 实时日常保养提醒
- **创新的服务**：提供认证支持及远程诊断
- **可选专家规则，助您实现：**
 - ... 标准化自动核查样本结果
 - ... 简化复杂的实验操作，如因子的平行检测



Max 性能可靠

.....

- **持续提供稳定可靠的结果**
- **优质的配套试剂**确保灵敏度和重复性
- **环保设计**，降低成本
 - ... 清洗液用量少，废液量低
 - ... 耗材使用量低 (1次测试=1个反应杯)
- **摆动磁珠法检测系统**提供快速准确的结果
 - ... 检测结果不受血浆颜色的干扰
 - ... 弱凝固实验可报告准确结果
 - ... Stago 系统间结果高度一致



Max
技术可信



Max
先进技术



Max
性能优良



Max
效率为先



Stago 网站



说明书

* 禁忌内容或注意事项详见说明书

STA Compact Max

创新源于专业




Max
技术可信

STA Compact Max 持续提供可信的结果，帮助实验室从容应对，并不断改善服务质量。



Max
先进技术

助力实验室提高病人安全和提升效率是 Stago 一贯的追求。我们执着坚定，致力于研发，让我们的试剂、仪器和解决方案更好的服务于客户。



Max
效率为先

STA Compact Max 能够从操作上和环境中提高实验室的效率。




Max
性能优良

适应快速变化的环境，提供快速准确的结果给临床是每个实验室每天都要面对的挑战。STA Compact Max 提供您所需要的性能，满足您的要求。

STA Compact Max

全自动凝血分析仪



源于专业 超越自我



注册证号：国食药监械（注）字2014第2404177号
 广东省备案号：京器械广审（文）第201711154号
 生产企业名称：法国DIAGNOSTICA STAGO



思塔高诊断技术（天津）有限公司
 地址：天津空港经济区保税路208号
 总机：86-22-58211888
 工厂销售：86-22-58211888
 仓库销售：86-22-58211889
 E-mail: stagochina@cn.stago.com
 服务热线：400 610 9796

STA Compact Max

Max 技术可信

源于我们的自动化经验，STA Compact Max 提供准确可信的结果

- 摆动磁珠法 提供准确的结果
- 使用配套的专业试剂，在保证**重复性**的同时，从常规到特殊实验，从凝加法，发色底物法到免疫比浊法，提供高的灵敏性
- **功能稳定**的仪器，持续提供准确的结果
- 传承系统概念，结果高度一致

客户满意是 Stago 的长期追求，为此我们一直致力于通过专业和专注服务客户

- Stago 人员用专业知识和优质的售后服务为您提供持续的**客户关怀和定制化的解决方案**
- 全面支持您的认证需求

Max 先进技术

- 人体工程学设计，图形化的**用户界面**，配合高清触摸屏设计，**直观易于使用**，便于**实验室无缝整合**
- 多功能数据管理系统快速提供标准化的结果
 - 自动确认规则
 - 自动管理样本的重新稀释、复查、和试验扩展
 - 优化的质量控制管理模块
- 外观动人，内在动心

Max 性能优良

全心致力于血栓与止血领域，Stago 潜心研发，提供优质的解决方案，满足客户需要



- 摆动磁珠法是血栓检测的“**参考方法**”，无论溶血、乳糜、黄疸样本都可以得出准确结果，弱凝固的结果准确，STA 仪器结果的高度一致
- 应用于凝加法，发色底物法和免疫比浊法
- **完整的溯源性**，满足质量管理的需求，全面的试剂管理（产品编码、试剂量、上机稳定性和有效期、批号），完整的结果存档和软件管理的日常保养

STA Compact Max 提高效率，增加产出：

- 依据实验室的工作**优化流程，提高效率**
- **装载能力强**，离人时间长
- **先进的急诊管理**，可随时添加急诊样本，提高急诊标本周转期的同时，不影响日常工作
- 7*24 工作

Max 效率为先

- **节约时间**，使试剂易于使用，常规实验预定标
- 优化的，**简单的保养程序**
- **保证操作者安全**，可选穿刺配件，样本和试剂的条形码识别
- **环保设计**，废液量低，消耗品少（1个测试=1个反应杯）





全自动凝血分析流水线 STA Workcell Max
潜心积累 开拓创新



广东总代理：

瑞信生物

全自动凝血分析仪 STA R Max



创新带来革新

市场主打机型,为客户提供及时可靠的结果

- 操作简单,功能强大,具备全面溯源管理。
- 高效的实际处理能力与长效的离人工作能力。
- 专利的摆动磁珠法检测技术与全球室间质评项目——保证高质量结果。
- 灵活的扩展能力,适配各种实验室全自动化流水线。
- 完备的条形码试剂,涵盖凝血检测各个方面且不断创新。
- 完善的凝血解决方案: 仪器、试剂、技术支持和专业知识。

广东总代理 :

 瑞信生物

全自动凝血分析仪 STA COMPACT Max



源于专业 超越自我

技术可靠 先进技术 性能优良 效率为先

- 摆动磁珠法提供准确的结果。
- 帮助实验室提高病人安全和提升效率是 Stago 一贯的追求,我们执着坚定,致力于研发,让我们的试剂、仪器和解决方案更好地服务于客户。
- 完整的溯源性,满足质量管理要求,全面的试剂管理。
- 先进的急诊管理,可随时添加急诊样本。

广东总代理 :

 瑞信生物